

Informacja dla pacjenta – analiza ruchu

1. Pacjenci są proszeni o stawienie się na badanie o godzinie wskazanej przez pracownika DynamoLab.
2. W razie nieobecności prosimy o poinformowanie o rezygnacji z badania.
3. Badanie odbywa się w Uczelnianym Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pokój nr 01.57. Prosimy o wejście drzwiami oznaczonymi napisem „Analiza ruchu”.
4. Prosimy o zabranie ze sobą szlafroka, ręcznika i obuwia na zmianę.
5. Badanie przeprowadzane jest u pacjenta rozebranego do bielizny.
6. W przypadku dokonania pomiaru napięcia mięśniowego z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej, pracownicy DynamoLab są zobowiązani do wcześniejszego przygotowania skóry pacjenta w celu umocowania elektrod.

Przygotowanie to polega na :

- a. ogoleniu skóry owłosionej w miejscu przyczepienia elektrod,
 - b. odtłuszczeniu miejsca przyczepienia elektrod,
 - c. umocowaniu elektrod na skórze.
7. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami DynamoLab.
 8. W przypadku modyfikacji protokołu badania szczegółowych informacji udziela pracownicy DynamoLab.